


**MP Stryker SV1-SV2 • 4655004817**  
Montage parcellaire sur Lit Stryker SV1-SV2  
Partial assembling on Stryker SV1-SV2 Bed

Adaptation spéciale pour lit :  
Special Adaptation for bed:

**stryker®**  
**SV1 - SV2**



**MP Stryker . . . . . 4655004817 . . . . . Montage complet . . . . . Complete set**

. . . . . Le cadre est composé de : . . . . . The frame consists of these parts:

FV Stryker SV1-SV2 . . . . . 4655004825 . . . . .	Fiche verticales pour lit Stryker SV1-SV2 (x1) . . . . .	Upright bar for Stryker SV1-SV2 (x1)
B100 . . . . . 4655003687 . . . . .	Barre octogonale de 100 cm (x1) . . . . .	Bar of 100cm (39") (x1)
DME Equi . . . . . 4655003059 . . . . .	Double mâchoire (x2) . . . . .	Double clamp (x2)
SP 01 . . . . . 4635001304 . . . . .	Sphère de protection (x4) . . . . .	Wall protection cushion (x4)

Construit à partir d'un matériau qui allie la résistance et la légèreté, le Système de Traction KINETEC® est d'un emploi facile pour tout le personnel soignant.

Designed from a material which combines resistance and lightness, the KINETEC® Traction System is easy to use for all medical staff.

Kinetec SAS garantit son Système de Traction, 2 ans contre tous vices de fabrication, à partir de la date d'achat par le consommateur.

Kinetec SAS guarantees its Traction System 2 years against all defects of manufacture, starting from the date of purchase by the consumer.

**CE** Dispositif médical conforme aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux de classe I.

**CE** Medical device conforms to the essential requirements of the directive 93/42/CEE relating to the medical devices of class I.

Demandez notre catalogue complet d'accessoires et de kits de traction (poids, corde, attelle de positionnement, etc...)

Ask for our complete catalogue of accessories and traction kits (weights, cord, positioning splints, and more...)