


Corset de Maintien Corset



Ce dispositif permet le maintien d'un enfant de moins de 10 ans pendant sa mise en traction.

This disposal allows the maintain of the child during the traction.

CS1	4650000018	Petit Modèle (de 0 à 2 ans)	<i>Small Model (from 0 to 2 years)</i>
CS2	4650000026	Moyen Modèle (de 2 à 3 ans)	<i>Medium Model (from 2 to 3 years)</i>
CS3	4650000034	Grand Modèle (de 3 à 10 ans)	<i>Large Model (from 3 to 10 years)</i>

AFIN D'ASSURER UNE HYGIENE MAXIMUM, CHANGER LE CORSET A CHAQUE NOUVEAU PATIENT.

NETTOYAGE :

Lavage à 30°C avec utilisation d'un désinfectant au cours du cycle de rinçage.

Exemple de produits de désinfection ; solution Bac linge à 0,125% ou Souplanios à 0,125% des Laboratoires ANIOS.

TO ENSURE MAXIMUM HYGIENE, CHANGE THE CORSET FOR EACH NEW PATIENT.

CLEANING

Washing at 30 ° C with use of a disinfecting solution during the rising cycle.

Example of product which can be used: Solution « Baclinge » at 0.125 % or « Souplanios » at 0,125% from ANIOS Laboratory.